



# OPTICELL SMART



**ÉN SMART PUMPE**  
TRE FORSKJELLIGE  
SYSTEMER, ELLEVE  
MADRASSER



**TRUE ALTERNATING**  
FOR JEVNERE VEKSLING



**LAVT TRYKK**  
UAVHENGIG AV  
BRUKERVEKT GJENNOM  
AUTOMATISERING



**ALTERNERENDE  
ELLER STATISK  
LUFTRYKK**



**MULTI ZONE-  
LSYSTEM FOR ENKELT  
Å FRIGJØRE CELLER**



**INFEKJONSKONTROLL  
MED OPTITEX 4-VEIS  
HYGIENETREKK**



**SLANGEHOLDER  
FOR SLANGE- OG  
KABELBESKYTTELSE**

*Neste generasjons helautomatiske trykkavlastningssystem  
med innovative egenskaper*

# FLEKSIBEL MED OPTICELL SMART

## Én pumpe – tre systemer, elleve madrasser

Å kunne bruke samme pumpe til elleve forskjellige madrasssystemer forenkler riktig og sikker bruk. Järven Health Care ønsker å skape et trygt og effektivt arbeidsmiljø med en pumpe som er brukervennlig og fungerer med flere ulike madrasser.

Dette for å gi en fleksibel løsning med raskere læring, reduserte vedlikeholdskostnader og redusert lagerbehov. Kombinert med høy kvalitet og god driftssikkerhet er den rett og slett SMART.



MADRASS-MODELL	MADRASS-HØYDE	MAKS BRUKERVEKT	TRYKKSÅR-KATEGORI	MATERIALE LUFTCELLER	OVERMADRAS ENKELTCELLE	MADRASS LUFT OG SKUM*	MADRASS CELLE-PÅ-CELLE
SMART N4	4" / 10 cm	210 kg	3	Nylon/PU	●		
SMART N5	5" / 13 cm	230 kg	4	Nylon/PU	●		
SMART N6	6" / 16 cm	230 kg	4	Nylon/PU			●
SMART N7	7" / 18 cm	230 kg	4	Nylon/PU		●	
SMART N8	8" / 20 cm	250 kg	4	Nylon/PU			●
SMART T5	5" / 13 cm	230 kg	4	TPU	●		
SMART T7	7" / 18 cm	230 kg	4	TPU		●	
SMART R6	6" / 16 cm	230 kg	4	TPU			●
SMART R7	7" / 18 cm	240 kg	4	TPU			●
SMART R8	8" / 20 cm	250 kg	4	TPU			●
SMART R10	10" / 25 cm	350 kg	4	TPU			●

\* 5 cm skumbunn på innsiden av hygienetrekket.

**STANDARDSTØRRELSER** 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 10-25 cm ■ **CELLER** MADRASSEN har utskiftbare celler av nylon eller myk TPU (polyuretan) med Micro-Air-Loss-funksjon ■ **HYGIENETREKK** OptiTex™ 4-veis hygienetrekk i myk, elastisk PU. ■ **PUMPEN OC55** er en avansert pumpe med sensorer som automatisk tilpasser seg brukerens vekt. Lydnivå 21 db. ■ **GARANTI** 2 år på produksjonsfeil ■ **BRANNSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 og 2. ■ **RESIRKULERING** Se brukerhåndboken ■ **VEKT** madrass (200 x 90 cm) 6-10 kg avhengig av serie, pumpe 3,4 kg ■ **MERKING** produksjonsår, måned, uke, EAN, vedlikeholdsinstruksjoner, standarder oppfylt og plassering i sengen.



OptiCell Norge AS | Storgata 1 | 1440 Drøbak  
| Tlf. 95 76 23 44 | info@opticell.no | www.opticell.no |